

●4周年記念●

PLASMID KIT



Mini kit
限定

も

2

+

1

100個入りでも

300個入りでも

2箱購入で1つサービスいたします

キャンペーン期間 2011.12~2012.02末まで

❖ プラスミド抽出キット (Mini サイズ)

型番	製品名	入り数	定価	キャンペーン中
FAPDE 001	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100)	100	¥13,600	→3箱で ¥27,200
FAPDE 001-1	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300)	300	¥36,000	→3箱で ¥72,000

❖ 他社比較データ

図1 FAVORGEN Plasmid DNA Extraction Kit および他社製品の比較データ

◆ 条件

サンプル量: 5ml (一晩培養したものを使用)


溶出: 100µl

◆ 結果

FAVORGEN Plasmid DNA Extraction Mini Kitを使用し
て抽出・精製しました。

サンプルは他社と同等の収量・精製度の産物が得られて
います。

レーン	メーカー	収量	OD260/280
1	A社	0.48 µg/µl	1.82
2	A社	0.44 µg/µl	1.82
3	Favorgen	0.46 µg/µl	1.85
4	Favorgen	0.44 µg/µl	1.86



❖ 仕様

サンプル量	プラスミドサイズ	収量	カラム結合量	所要時間
1~5mlの培養液	< 12kb	20~30µg程度 (高コピープラスミド)	30µg	約30分
		3~10µg程度 (低コピープラスミド)		

❖ インフォメーション

<p>カラムだけでも 2+1キャンペーン中!!!</p>	<p>バッファーが余る… そんな声にお応えします。</p> <p>カラム単品商品発売中!!! 今なら、 同じくなんと2+1キャンペーン中!!! 詳しくはお問い合わせください。</p>	<p>泳動必須アイテム アガロースも販売しております。</p>	<p>FAFAG 100 (100g) ¥ 8,500 FAFAG 100-1 (500g) ¥35,400</p> <p>100~10,000 bpの核酸分離に (50~1,000bp用もごさいます。)</p> <p>サンプル(約10g)お出し致します。</p>
----------------------------------	---	-------------------------------------	--

キャンペーン期間 2011.12~2012.02末まで

【総輸入元】



株式会社 **チヨダサイエンス**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-13-11

TEL: 03-3864-7701 FAX: 03-3864-7752

E-mail: technical@chiyoda-s.jp

URL: http://www.chiyoda-s.jp

【販売代理店】

【製造元】

