

デザインリニューアル









最新機種

- ✦ タイマー機能
- ✦ ミキサー機能
- ✦ 温度調整機能
- ✦ 多彩な交換ブロック
- ✦ 豊富なアプリケーション
- ✦ プログラム設定可能



FATSM 002 Thermo Shaker with cooling function
サーモシェーカー(冷却機能・プログラム機能付き)

交換用ブロック

		A-0.2ml × 96
		B-0.5ml × 54
		C-1.5ml × 35
		D-2.0ml × 35
		E-0.5ml × 15+1.5ml × 20
		F-12mm 径チューブ × 24
		G-15ml × 12 (コニカルチューブ)
		H-50ml × 6 (コニカルチューブ)

*チューブは付属していません。

¥

260,000

〈定価:ブロック1個込〉


デモ機 貸し出しできます

お好みのブロックを 選択いただけます

Thermo Shaker

〈サーモシェーカー〉

◆ 製品仕様

商品名 (型番)	Thermo Shaker FATSM 001	 <FATSM 001>	Thermo Shaker with Cooling Function FATSM 002
温度設定範囲	室温 +5°C~100°C		0°C~100°C (室温 -20°C 設定可能)
攪拌速度(振幅)	200~1,500rpm (2mm)		200~1,500rpm (2mm)
温度精度	±0.3°C		±0.5°C
温度上昇速度 温度下降速度	20°Cから 100°Cまで約 20 分		100°Cから 10°Cまで約 15 分 室温から室温-20°Cまで約 30 分
電源・電力	AC100V 2.5A		AC100V 2.5A
外形寸法	212(W)×180(H)×300(D) mm		212(W)×180(H)×300(D) mm
重量	7 kg		8.5 kg

◆ アプリケーション 例

➤ 培養

細菌・酵母の培養

形質転換用大腸菌の培養

免疫沈降反応

(1次抗体添加後のインキュベーション)

- 各種酵素反応時のインキュベーション
- DNAの断片化(シーケンスの前処理)
- たんぱく質の精製

◆ 交換用ブロック

A-0.2ml×96

B-0.5ml×54

C-1.5ml×35

D-2.0ml×35


E-0.5ml×15+1.5ml×20

F-12mm 径チューブ×24

G-15ml×12 (コニカルチューブ)

H-50ml×6 (コニカルチューブ)

*チューブは付属していません。



◆ 価格

品番	商品名	価格
FATSM 001	サーモシェーカー (1ブロック込)	¥ 170,000
FATSM 002	冷却機能付き サーモシェーカー (1ブロック込)	¥ 260,000

*ブロックは選択可能です。

品番	ブロック	価格
FATSM-A	0.2ml×96	¥ 20,000
FATSM-B	0.5ml×54	¥ 20,000
FATSM-C	1.5ml×35	¥ 20,000
FATSM-D	2.0ml×35	¥ 20,000
FATSM-E	0.5ml×15+1.5ml×20	¥ 20,000
FATSM-F	12mm 径チューブ×24	¥ 20,000
FATSM-G	15ml×12 (コニカルチューブ)	¥ 22,000
FATSM-H	50ml×6 (コニカルチューブ)	¥ 22,000

*コニカルチューブは付属してありません。

*仕様・価格は予告なしに変更することがあります。

<総輸入元>

<販売代理店>



株式会社 **チヨダサイエンス**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-13-11

TEL: 03-3864-7701 FAX: 03-3864-7752

E-mail: technical@chiyoda-s.jp

URL: http://www.chiyoda-s.jp