

【チヨダサイエンス:窒素ガス発生装置】機種ごとの窒素ガス発生量による純度勾配

・CY04

純度 99%時 4L/min

純度 99.9%時 2L/min 以下

純度 99.99%時 1L/min 以下

・CY10

純度 99%時 10L/min

純度 99.9%時 5L/min 以下

純度 99.99%時 3.5L/min 以下

・CY12

純度 99%時 12L/min

純度 99.9%時 7L/min 以下

純度 99.99%時 4.5L/min 以下

・CY20

純度 99%時 20L/min

純度 99.9%時 12L/min 以下

純度 99.99%時 8L/min 以下