

平成 30 年 8 月 17 日

お客様各位

株式会社チヨダサイエンス  
東京都千代田区鍛冶町 1-8-6

## 「FAVORGEN」カラムおよびコレクションチューブ 製品に関するご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社取り扱いの「FAVORGEN」社製品におきまして、一部製品でカラムとチューブの差し込みがスムーズにはまらない事がございます。


該当しているものがございましたら、交換させていただきますので、下記問い合わせ先までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

### ■対象製品

- ・ FAVORGEN 社 Mini Column を含む遺伝子関連試薬キットおよび単品カラム全般

※交換はカラムおよびチューブのみとさせていただきます

### ■カラムおよびチューブの差し込みイメージ



\*無理に押し込んで使用するとチューブに亀裂等を引き起こす可能性がございます。

そのような場合は下記連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。

### ■連絡先

株式会社チヨダサイエンス 営業企画部 TEL : 03-5294-7701 FAX : 03-5294-7752

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-8-6 神田 KS ビル E-Mail : [technical@chivoda-s.jp](mailto:technical@chivoda-s.jp)

## 添付資料①対象製品リスト

No.	型番	商品名	分類
1	FAATR 001-1	RNA Purification Mini Kit (After TrizolReagent) (200)	RNA抽出キット
2	FABGC-C50	Genomic DNA Extraction Column(50) +2.0 ml Collection Tube(50)	核酸抽出カラム
3	FABGK 001	Blood Genomic DNA Extraction MiniKit (50)	ゲノムDNA抽出キット
4	FABGK 001-1	Blood Genomic DNA Extraction MiniKit (100)	ゲノムDNA抽出キット
5	FABGK 001-2	Blood Genomic DNA Extraction MiniKit (300)	ゲノムDNA抽出キット
6	FABRK 001-1	Blood/Cultured Cell Total RNA Purification Mini Kit (100)	RNA抽出キット
7	FABRK 001-2	Blood/Cultured Cell Total RNA Purification Mini Kit (300)	RNA抽出キット
8	FAFTC-C50	Filter Column (50) +2.0 ml Collection Tube(50)	核酸抽出カラム
9	FAGCK 001	GEL/PCR Purification Mini Kit (100)	GEL/PCR 産物精製キット
10	FAGCK 001-1	GEL/PCR Purification Mini Kit (300)	GEL/PCR 産物精製キット
11	FAGCK-C100	GEL/PCR Purification Column(100) +2.0 ml Collection Tube(100)	核酸抽出カラム
12	FAGCK-C50	GEL/PCR Purification Column(50) +2.0 ml Collection Tube(50)	核酸抽出カラム
13	FAGDC 001	Genomic DNA Clean-Up Kit (50)	ゲノムDNA抽出キット
14	FAGPK 001	GEL Purification Mini Kit (50)	GEL/PCR 産物精製キット
15	FAGPK 001-1	GEL Purification Mini Kit (200)	GEL/PCR 産物精製キット
16	FAGPK-C100	Gel Purification Column(100) +2.0 ml Collection Tube(100)	核酸抽出カラム
17	FAGPK-C50	Gel Purification Column(50) +2.0 ml Collection Tube(50)	核酸抽出カラム
18	FAMBD 001	Milk Bacterial DNA Extraction Kit (50)	ゲノムDNA抽出キット
19	FAMGC-C50	MicroElute GEL/PCR Clean-Up Column(50) +2.0 ml Collection Tube(50)	核酸抽出カラム
20	FAMGK 001	MicroElute GEL Purification Kit (50)	GEL/PCR 産物精製キット
21	FAMPK 001-1	MicroElute PCR CleanKit (200)	GEL/PCR 産物精製キット
22	FAPCK 001	PCR Clean-Up Mini Kit (50)	GEL/PCR 産物精製キット
23	FAPCK 001-1	PCR Clean-Up Mini Kit (200)	GEL/PCR 産物精製キット
24	FAPCK-C100	PCR Clean-Up Column(100) +2.0 ml Collection Tube(100)	核酸抽出カラム
25	FAPDE 001	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100)	プラスミドDNA抽出キット
26	FAPDE 001-1	Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300)	プラスミドDNA抽出キット
27	FAPDE-C100	Plasmid DNA Extraction mini Column(100) +2.0 ml Collection Tube(100)	核酸抽出カラム
28	FAPDE-C50	Plasmid DNA Extraction mini Column(50) +2.0 ml Collection Tube(50)	核酸抽出カラム
29	FAPGK 001	Plant Genomic DNA Extraction MiniKit (50)	ゲノムDNA抽出キット
30	FAPGK 001-1	Plant Genomic DNA Extraction MiniKit (100)	ゲノムDNA抽出キット
31	FAPGK-C50	Plant Genomic DNA Extraction Mini ColumnSet (50)	核酸抽出カラム
32	FAPRK 001	Plant Total RNA Purification MiniKit (50)	RNA抽出キット
33	FAPRK 001-1	Plant Total RNA Purification MiniKit (100)	RNA抽出キット
34	FAPRK 001-2	Plant Total RNA Purification MiniKit (300)	RNA抽出キット
35	FAPRK-C50	Plant Total RNA Purification Mini ColumnSet (50)	核酸抽出カラム
36	FARBC-C50	Total RNA Extraction Column (50) +2.0 ml Collection Tube(50)	核酸抽出カラム
37	FASOI 001	Soil DNA Isolation Mini Kit (50)	ゲノムDNA抽出キット
38	FASOI 001-1	Soil DNA Isolation Mini Kit (100)	ゲノムDNA抽出キット
39	FASTI 001	Stool DNA Isolation Mini Kit (50)	ゲノムDNA抽出キット
40	FASTI 001-1	Stool DNA Isolation Mini Kit (100)	ゲノムDNA抽出キット
41	FATGK 001	Tissue Genomic DNA Extraction MiniKit (50)	ゲノムDNA抽出キット
42	FATGK 001-1	Tissue Genomic DNA Extraction MiniKit (100)	ゲノムDNA抽出キット
43	FATGK 001-2	Tissue Genomic DNA Extraction MiniKit (300)	ゲノムDNA抽出キット
44	FATRK 001-2	Tissue Total RNA Purification MiniKit (300)	RNA抽出キット
45	FAVNK 001	Viral Nucleic Acid Extraction Kit I (50)	RNA抽出キット
46	FAVNK 001-2	Viral Nucleic Acid Extraction Kit I(300)	RNA抽出キット
47	FAVNK 002-1	Viral Nucleic Acid Extraction KitII (100)	RNA抽出キット