



フェーバージェン FAVORGEN

ニューアイテム 新製品

\\ 独自開発の試薬でミニキットで陰イオン交換レベルの精製度! /

FavorPrep™ Endotoxin Free Plasmid Extraction Mini Kit


- ・ スピнкаラムを用いてトランスフェクショングレードのプラスミドを精製
- ・ エンドトキシンを効率的に除去

ミニスピнкаラム

<製品仕様>

型番	FSPD302-100
原理	ミニスピнкаラム (シリカメンブレン法)
サンプル量	1~5 ml of bacteria for high/low-copy number
所要時間	<30分
カラム結合量	≤60 µg DNA/column
回収量	25~40 µg
溶出量	50~100 µl
エンドトキシンレベル	<0.1 EU/µg DNA
通常価格	¥100,000 /100回

サンプルあり



\\ 高濃度のゲノムDNA抽出に特化! /

FavorPrep™ Blood Genomic DNA Extraction HE Mini Kit FavorPrep™ Tissue Genomic DNA Extraction HE Mini Kit

- ・ 高濃度のゲノムDNAを迅速に精製
- ・ 専用カラムで簡単により高収率・高濃度のDNA抽出を実現

ミニスピнкаラム

<製品仕様>


型番	FABG103-100	FATG103-100
原理	ミニスピнкаラム (シリカメンブレン法)	ミニスピнкаラム (シリカメンブレン法)
サンプル量	≤300 µl 全血またはバフィーコート	≤30 mg 組織
所要時間	<45分	<45分
カラム結合量	≤125 µg DNA/column	≤125 µg DNA/column
回収量	4~12 µg/300 µl 全血	≤30 µg
溶出量	30~60 µl	30~60 µl
通常価格	¥88,000 /100回	¥106,000 /100回

サンプルあり

高濃度DNA

組織・血液

サンプル申込



ポイント!

- ・ 2種類の溶解/バッファにより多種類のサンプルタイプに対応



【総輸入元】

株式会社 チヨダサイエンス
CHUYODA

東京都千代田区鍛冶町 1-8-6
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
E-mail:technical@chiyoda-s.jp
URL:http://www.chiyoda-s.jp



●価格に消費税は含まれておりません。
●本価格表記載の規格・仕様および価格は、予告なく変更する場合がありますので御了承ください。