

2025年5月1日

お取引先各位

株式会社チヨダサイエンス

フェーバージェン社 核酸抽出製品
構成品変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記の通りFAVORGEN (フェーバージェン)社「核酸抽出キット」の一部製品につきまして、構成品が変更となりますので、ご案内申し上げます。

また、これに伴う価格の変更はございません。新しい取扱説明書は対象製品の入荷後、弊社WEBサイトにて順次公開いたします。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

FAVORGEN (フェーバージェン) 「核酸抽出キット」一部製品
別紙一覧表を参照ください。

2. 変更内容

RNase A Solution 付属量変更

- ・ プラスミド DNA シリーズ : RNA 除去効率の向上のため、付属量を増量
- ・ 植物ゲノム DNA シリーズ : 取扱説明書の使用量に合わせ、付属量を変更

3. 変更時期

2025年5月以降入荷分より順次

以上

[お問い合わせ先]

営業企画部

TEL: 03-5294-7701 FAX: 03-5294-7752

E-mail: technical@chiyoda-s.jp

URL: <http://www.chiyoda-s.jp/>

【別紙】 FAVORGEN RNase A Solution 付属量変更製品 一覧

型番	変更前	変更後
FAPDE 001	75 μ l	130 μ l
FAPDE 001-1	200 μ l	420 μ l
FAPDE 002	480 μ l	900 μ l
FAPDE 002-1	480 μ l \times 2	900 μ l \times 2
FAPDE 003	480 μ l	900 μ l
FAPDE 003-1	480 μ l \times 2	900 μ l \times 2
FSPD302-100	75 μ l	130 μ l
FAPDE 002-EF	480 μ l	900 μ l
FAPDE 003-EF	480 μ l	900 μ l
FAPMX 010-EF	480 μ l	900 μ l
FAFTE 001	200 μ l	360 μ l
FAFTE 001-1	480 μ l	900 μ l
FAPGK 001 [*]	480 μ l	420 μ l
FAPGK 001-1 [*]	960 μ l	900 μ l
FAPGK 001-2 [*]	960 μ l \times 2	900 μ l \times 2
FAPGK 002 [*]	170 μ l	130 μ l
FAPWE 96001	75 μ l	180 μ l
FAPWE 96002	170 μ l	360 μ l
FAPWE 96004	170 μ l \times 2	360 μ l \times 2
FAPGE 96001 [*]	480 μ l	420 μ l
FAPGE 96002 [*]	480 μ l \times 2	900 μ l
FAPGE 96004 [*]	480 μ l \times 4	900 μ l \times 2

※植物ゲノム DNA シリーズは取扱説明書上の使用量に変更はございません。