

# ドライバスインキュベーター 加熱・冷却 CYD-MK-20

温度設定は-10°C~100°Cまで可能！

デモ対応可


## アプリケーション

- 核酸抽出の前処理
- 各種酵素反応
- アガロースゲルの溶解



★交換用ブロックを多種多様にご用意


＜ブロック一覧＞



★5ステップ/1プログラム機能

5つの温度設定ができ、5つの温度条件を1サイクルで行うことができます。

温度設定例



設定例)

S1: 40°C 10分

S2: 90°C 10分

S3: 30°C 15分

S4: 10°C 10分

S5: 40°C 15分


※ファルコンチューブ、96well プレートは  
付属していません。

# 交換用ブロック

※ブロックは下記から1個選べます。

型番	ブロック	価格
Block A	0.2ml × 96	¥ 20,000
Block B	0.5ml × 54	¥ 20,000
Block C	1.5ml × 35	¥ 20,000
Block D	2.0ml × 35	¥ 20,000
Block E	0.5ml × 15+1.5ml × 20	¥ 20,000
Block F	12mm 径チューブ × 24	¥ 20,000
Block G	15ml × 12 (コニカルチューブ用)	¥ 22,000
Block H	50ml × 6 (コニカルチューブ用)	¥ 22,000
Block I	15ml × 3+50ml × 3	¥ 32,000
Block J	0.2ml × 96well プレート用※	¥ 20,000

※Block J は PCR プレートには使用できません。



## 製品仕様

型番	CYD-MK-20		
商品名	ドライバスインキュベーター		
温度調節範囲	-10°C~+100°C		
タイマー機能	1分~99時間59分 (時間はOFF設定にすることで無制限に条件を保つ事が可能です。) ※時間をOFF設定にするとプログラム機能は使用できません。		
温度精度	±0.5°C		
最小表示単位	0.1°C		
温度上昇速度	約20分 (20°C→100°C)	下降速度	約30分 (20°C→-10°C ※室温25°Cの場合)
電源・電力	100~120V、50-60Hz、250W		
外形寸法(mm)	300(D) × 225(W) × 195(H)		
重量	5.0kg		

## 価格

型番	商品名	定価
CYD-MK-20	ドライバスインキュベーター (Block 1個付き)	¥ 148,000

\*仕様・価格は予告なしに変更することがあります。

<総輸入元>

<販売代理店>



株式会社 **チヨダサイエンス**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-13-11

TEL: 03-3864-7701 FAX: 03-3864-7752

E-mail: technical@chiyoda-s.jp

URL: http://www.chiyoda-s.jp